

## PH-108

### Misuratore di PH

- Misura del PH
- Compensato in temperatura



Lo strumento ideale per la misura del PH, indispensabile per la compilazione del libretto d'impianto.

Nel libretto ALLEGATO I punto 2.3:

Se vi è la protezione antigelo con Glicole etilenico o Glicole propilenico è necessario indicarne il valore di PH

Dimensioni: 142x25x15 cm

Peso : 36 g

Alimentazione: 3 x 1,5 v (button cell)

Accuratezza:  $\pm 0,1$  PH

Le sostanze vengono classificate in base alla loro PH come segue:

